



## TOTOKU MONOCHROME LCD MONITOR ME 355I2

SKU: BU072024-K

~~1.600,00 €~~ **1.287,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Totoku ME 355i2 ist ein monochromer LCD-Monitor, der häufig in medizinischen Anwendungen, insbesondere in der Bildgebung und Endoskopie, eingesetzt wird. Totoku ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen Monitoren, die speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt wurden. Hier sind einige Merkmale und Funktionen, die du bei diesem Modell erwarten kannst:

1. **Monochrome Anzeige:** Der ME 355i2 bietet eine hochauflösende monochrome Anzeige, die für die Betrachtung von Röntgenbildern und anderen medizinischen Bildern optimiert ist.
2. **Hohe Bildqualität:** Die Monitore sind so konzipiert, dass sie eine exzellente Bildqualität mit hohem Kontrast und guter Helligkeit bieten, was für präzise Diagnosen wichtig ist.
3. **Ergonomisches Design:** Oft verfügen diese Monitore über ergonomische Designs, die eine einfache Integration in verschiedene Arbeitsumgebungen ermöglichen.
4. **Kalibrierung:** Viele medizinische Monitore bieten Funktionen zur Kalibrierung, um sicherzustellen, dass die angezeigten Bilder den klinischen Anforderungen entsprechen.
5. **Zuverlässigkeit:** Totoku-Monitore sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im klinischen Einsatz.
6. **Anschlüsse:** Der Monitor verfügt in der Regel über verschiedene Anschlussmöglichkeiten (z.B. DVI oder VGA),



um ihn mit unterschiedlichen Bildquellen zu verbinden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

