



## TRAGBARES GERÄT ESAOTE PIE MEDICAL AQUILA INKL SONDE

SKU: 0062013-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**ESAOTE Pie Medical Aquila** ist ein tragbares Ultraschallgerät, das durch seine kompakte Bauweise und integrierte Sonde eine schnelle und präzise Diagnostik direkt am Patienten ermöglicht. Es vereint modernste Bildgebungstechnologie mit hoher Mobilität für den Einsatz in Klinik und Praxis.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **tragbare Ultraschallgerät ESAOTE Pie Medical Aquila** inklusive Sonde ist eine hochmoderne, mobile Lösung für präzise und schnelle bildgebende Diagnostik in verschiedensten medizinischen Fachbereichen. Dieses kompakte Gerät vereint innovative Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um eine effiziente Patientenversorgung auch außerhalb des klassischen Klinikumfelds zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Mobiles Design:** Das leichte und tragbare Gehäuse ermöglicht eine einfache Handhabung und flexiblen Einsatz direkt am Patientenbett, in der Notfallmedizin oder in der Praxis.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Die integrierte Sonde liefert gestochen scharfe, detailreiche Ultraschallbilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Vielseitige Sonde:** Die mitgelieferte Sonde ist speziell auf das Gerät abgestimmt und eignet sich für verschiedene Untersuchungen wie Abdomen, Gefäße, Muskuloskelettal sowie oberflächliche Strukturen.
- **Intuitive Bedienung:** Ein übersichtliches Benutzerinterface mit Touchscreen ermöglicht eine einfache und



schnelle Einstellung der Parameter, was die Untersuchung beschleunigt und den Workflow optimiert.

- **Lange Batterielaufzeit:** Die leistungsfähige Batterie erlaubt längere Einsätze ohne Unterbrechung, ideal für mobile Einsätze und Notfallsituationen.
- **Datenmanagement:** Umfangreiche Speicher- und Exportmöglichkeiten erlauben die sichere Archivierung und einfache Weitergabe der Untersuchungsdaten.

#### **Technische Details:**

- Display: Hochauflösender Touchscreen mit klarer Bilddarstellung
- Frequenzbereich der Sonde: Anpassbar an verschiedene Untersuchungsanforderungen
- Anschlüsse: USB, WLAN für flexible Datenübertragung
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für maximale Mobilität

Das ESAOTE Pie Medical Aquila ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Rettungsdiensten sowie in der ambulanten Diagnostik. Es unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen, indem es zuverlässige Ultraschallbilder in Echtzeit liefert.

**Fazit:** Mit dem tragbaren ESAOTE Pie Medical Aquila inklusive Sonde erhalten Sie ein vielseitiges, leistungsstarkes Ultraschallgerät, das durch seine Mobilität, Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf flexible und präzise bildgebende Diagnostik legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

