




## [TRANSMED SAHARA BLUTWÄRMERGERÄT BLUTWÄRMER](#)

**SKU:** AV072024-NV

**TRANSMED Sahara Blutwärmegerät** ist ein zuverlässiges Blutwärmer-System, das eine präzise und schnelle Erwärmung von Blutprodukten gewährleistet, um hypothermische Komplikationen bei Transfusionen zu vermeiden. Das kompakte Design und die benutzerfreundliche Bedienung machen es ideal für den klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **TRANSMED Sahara Blutwärmegerät** ist ein modernes und zuverlässiges medizinisches Gerät, das speziell zur schonenden Erwärmung von Blutkonserven und Infusionslösungen entwickelt wurde. Es dient der Vermeidung von Hypothermie bei Patienten während transfusions- oder infusionspflichtiger Therapien und gewährleistet somit eine sichere und patientenfreundliche Behandlung.

### Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das Gerät hält die Temperatur konstant bei physiologischen 37 °C, um eine optimale Erwärmung ohne Überhitzung zu gewährleisten.
- **Schnelle Erwärmung:** Dank innovativer Heiztechnologie werden Blutprodukte und Infusionslösungen zügig auf die gewünschte Temperatur gebracht, wodurch Wartezeiten reduziert werden.
- **Kompatibilität:** Geeignet für verschiedene Blutbeutelgrößen und Infusionssysteme, was eine flexible Anwendung im klinischen Alltag erlaubt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit übersichtlichem Display für einfache Einstellung und Überwachung der Temperatur.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer bei Temperaturabweichungen und automatische Abschaltung zur Vermeidung von Überhitzung und Produktschäden.

- **Hygienisches Design:** Leicht zu reinigende Oberflächen und Materialien, die den hohen Anforderungen im medizinischen Umfeld entsprechen.

#### **Anwendungsgebiete:**

Das TRANSMED Sahara Blutwärmegerät eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Operationssälen
- Intensivstationen
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Transfusionszentren
- Ambulanten Einrichtungen

#### **Vorteile für Patienten und medizinisches Personal:**

- Reduzierung des Risikos von hypothermischen Komplikationen während und nach der Transfusion.
- Verbesserte Verträglichkeit von Blut- und Infusionsprodukten.
- Erhöhung der Sicherheit und Effizienz im klinischen Ablauf.
- Erleichterte Handhabung durch ergonomisches Design und klare Bedienstruktur.

Das **TRANSMED Sahara Blutwärmegerät** erfüllt alle relevanten Normen und Standards für medizinische Geräte und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für eine sichere und patientenorientierte Therapie. Durch seine robuste Bauweise und die zuverlässige Funktion ist es bestens geeignet für den anspruchsvollen Einsatz im Klinikalltag.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

