



[TRANSONIC SYSTEMS INC HT313 FLOW QC METER](#)

SKU: GH032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hauptfunktionen des HT313 Flow QC Meters:

1. Präzise Flussmessungen: Es bietet eine hochpräzise Messung der Flussraten, die für die Qualitätskontrolle von Flussmessgeräten erforderlich sind.
2. Kompatibilität mit Transonic Systemen: Es ist speziell darauf ausgelegt, mit Transonic Flow-Messsystemen und anderen Geräten kompatibel zu sein.
3. Verwendung in der medizinischen Diagnostik: Wird in Bereichen wie Kardiologie, Nephrologie und Chirurgie verwendet, um den Blutfluss zu messen.
4. Kalibrierung und Validierung: Es dient der Kalibrierung und Validierung von Flussmessgeräten, um sicherzustellen, dass diese genau messen.
5. Tragbar und benutzerfreundlich: Das Gerät ist kompakt und einfach zu bedienen, was es in der klinischen Praxis oder im Labor nützlich macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

