




[TRAUTWEIN GI-VZ VIER-ZELLEN-BAD // CELL GALVANIC BATH](#)

SKU: DH012026

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Trautwein GI-VZ Vier-Zellen-Bad ist ein hochwertiges galvanisches Therapiegerät, das zur gezielten Anwendung von Stromimpulsen in der physikalischen Therapie eingesetzt wird. Es ermöglicht eine effektive Behandlung von Muskel- und Nervenerkrankungen durch präzise Steuerung der elektrischen Impulse in vier separaten Zellen.



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Trautwein GI-VZ Vier-Zellen-Bad**, auch bekannt als *Cell Galvanic Bath*, ist ein spezialisiertes medizinisches Gerät, das in der physikalischen Therapie und Rehabilitation eingesetzt wird. Es dient der gezielten Anwendung von galvanischen Strömen über vier separate Zellen, die eine individuelle Behandlung mehrerer Körperareale gleichzeitig ermöglichen.

Funktionsweise:

Das Gerät verwendet einen konstanten Gleichstrom, der über Elektroden in den vier separaten Badzellen appliziert wird. Durch die kontrollierte Stromstärke und -dichte werden physiologische Wirkungen wie die Verbesserung der Durchblutung, Schmerzlinderung und Muskelentspannung erzielt. Die galvanische Therapie unterstützt die Regeneration von Gewebe und fördert den Stoffwechsel in den behandelten Bereichen.

Anwendungsgebiete:

- Muskelverspannungen und -schmerzen
- Chronische Entzündungen



- Durchblutungsstörungen
- Posttraumatische und postoperative Rehabilitation
- Verbesserung der Hautdurchblutung und Gewebestimulation

Produktmerkmale:

- Vier individuell regelbare Badzellen für parallele Behandlungen
- Präzise Steuerung von Stromstärke und Behandlungsdauer
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung und Patientenkomfort
- Robuste und leicht zu reinigende Materialien
- Einsatz in physiotherapeutischen Praxen, Kliniken und Rehabilitationszentren

Sicherheit und Hygiene:

Das Trautwein GI-VZ Vier-Zellen-Bad erfüllt höchste medizinische Sicherheitsstandards. Die Badzellen sind aus hygienisch unbedenklichem Material gefertigt und lassen sich einfach desinfizieren. Die Stromversorgung ist durch integrierte Schutzmechanismen gegen Überlastung und Kurzschluss gesichert, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Fazit:

Das *Trautwein GI-VZ Vier-Zellen-Bad (Cell Galvanic Bath)* stellt eine effektive und vielseitige Lösung für die galvanische Therapie dar. Es unterstützt Therapeuten dabei, mehrere Körperregionen gleichzeitig und individuell zu behandeln, fördert die Heilung und trägt zu einem gesteigerten Wohlbefinden der Patienten bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

