



TUTTNAUER 2540P , AUTOKLAV, STERILISATOR

SKU: 09-052013-OQ

Inkl. Traygestell und 01 Sterilisationbox mit Deckel

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller . Tuttnauer
Model 2540 EPV
Behälter 2.3 L
Höchster Druck . 2.3Bar / Test Druck 3.8Bar
Bj.1995

Inkl. Traygestell und 01 Sterilisationsbox mit Deckel

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

