



ULRICH KARIBA UT 1210-00 BLUTSPERRGERÄT

SKU: BZ122024

~~399,00 €~~ **349,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Ulrich Kariba UT 1210-00 Blutsperrgerät ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie und Anästhesie verwendet wird, um den Blutfluss in bestimmten Körperregionen während eines Eingriffs zu kontrollieren. Es wird häufig eingesetzt, um die Sicht auf das Operationsfeld zu verbessern und Blutungen zu minimieren.

Hauptmerkmale des Ulrich Kariba UT 1210-00:

1. **Blutsperrfunktion:** Das Gerät ermöglicht eine effektive Blutsperrung durch die Anwendung von Druck auf die Blutgefäße, was besonders wichtig ist bei chirurgischen Eingriffen, bei denen eine klare Sicht erforderlich ist.
2. **Einfache Handhabung:** Das Design des Geräts ist benutzerfreundlich, sodass es einfach zu bedienen ist und schnell an die Bedürfnisse des chirurgischen Teams angepasst werden kann.
3. **Präzise Druckkontrolle:** Das Gerät bietet die Möglichkeit, den Druck genau einzustellen, um eine optimale Blutsperrung zu gewährleisten, ohne das umliegende Gewebe unnötig zu schädigen.
4. **Vielseitige Anwendungen:** Es kann in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt werden, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Gefäßchirurgie.
5. **Sicherheit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es sicher in der Anwendung ist und Risiken für den Patienten minimiert werden.

Anwendungsbereiche:

- Chirurgische Eingriffe zur Reduzierung von Blutungen
- Verbesserung der Sicht auf das Operationsfeld
- Unterstützung bei minimal-invasiven Verfahren



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

