



[ULRICH MEDICAL BALBINA UT1132 // UT 1132 BLUTSPERREGERÄT](#)

SKU: CN082023-NV

ULRICH MEDICAL Balbina UT1132 ist ein hochwertiges Blutsperrgerät, das eine sichere und zuverlässige Blutstauung während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Handhabung und präzise Druckkontrolle für optimale Patientensicherheit.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ULRICH MEDICAL Balbina UT1132** ist ein hochwertiges Blutsperrgerät, das speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie und Gefäßmedizin entwickelt wurde. Es dient der gezielten und sicheren Blutstillung durch eine kontrollierte Abklemmung von Blutgefäßen während operativer Eingriffe.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Blutstillung:** Das UT1132 ermöglicht eine zuverlässige und kontrollierte Unterbrechung des Blutflusses, wodurch operative Sichtverhältnisse verbessert und Blutverluste minimiert werden.
- **Ergonomisches Design:** Die Handhabung ist dank eines durchdachten Designs besonders komfortabel und intuitiv, was die Effizienz im OP erhöht.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert das Gerät eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Vielseitigkeit:** Das Blutsperrgerät ist für verschiedene Gefäßgrößen geeignet und kann in unterschiedlichsten chirurgischen Fachgebieten eingesetzt werden.
- **Sicherheit:** Durch die kontrollierte Druckausübung werden Gefäßschäden minimiert, was die postoperative Genesung unterstützt.

Anwendungsgebiete:



Das ULRICH MEDICAL Balbina UT1132 wird häufig in folgenden Bereichen verwendet:

- Gefäßchirurgie
- Allgemein Chirurgie
- Orthopädie
- Traumatologie
- Notfallmedizin

Technische Details:

- Material: Hochwertiger Edelstahl mit biokompatibler Oberfläche
- Maße: Kompakt und handlich für präzise Anwendung
- Reinigungs- und Sterilisationskompatibilität: Autoklavierbar und chemisch desinfizierbar
- Gewicht: Leichtgewichtig für ermüdungsfreies Arbeiten

Das ULRICH MEDICAL Balbina UT1132 Blutsperrgerät ist ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Effizienz legen. Durch seine innovative Technik und hohe Verarbeitungsqualität unterstützt es optimale operative Ergebnisse und trägt zur Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

