



ULTRASCHALLGERÄT LOGIQ 100 PRO VET / TRAGBARES SYSTEM BJ 2004

SKU: L112012

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät kann mit folgenden Sonden geliefert werden :
Convexsonde C55, Linearsonde L76, 5Mhz Sonde V5L

Mittlere Hunde,Katzen und Kleintiere.
Geeignet für kraniales bis kaudales Abdomen.
Nur M/B Mode.

Herz kann nur morphologisch dargestellt werden

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Bj.2004



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

