



ULTRASCHALLGERÄT PHILIPS ATL HDI 3000 SONOGRAPHIE INKL 02 SONDEN

SKU: 08-032013-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät ist mit einem Videorekorder Ausgestattet.
dabei sind auch :

1 x C4-2 Curved Array

1 x Probe L7-4

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät ist mit einem Videorekorder Ausgestattet.

dabei sind auch :



1 x C4-2 Curved Array

1 x Probe L7-4

Differenzbesteuerter Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

