



ULTRASCHALLGERÄT SIEMENS SONOLINE SI 200 MIT VAGINALSONDE

SKU: A082013

gepflegt
Vollfunktionsfähig

S/w (Schwarz-weiß) Ultraschall- Gerät
Siemens SONOLINE SI200 gebraucht

2 Sonden- Steckplätze
Vaginalsonde
s/w Videoprinter

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

S/w (Schwarz-weiß) Ultraschall- Gerät
Siemens SONOLINE SI200 gebraucht

2 Sonden- Steckplätze
Vaginalsonde
s/w Videoprinter

Differenzbesteuerter Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

