



**ULTRASCHALLGERÄT SIEMENS SONOLINE SI
250 MIT VAGINALSONDE UND 3.5 LINEAR
SONDE**

SKU: B082013-

zzgl. [Versandkosten](#)

S/w (Schwarz-weiß) Ultraschall- Gerät
Siemens SONOLINE SI 250
gebraucht

03 Sonden- Steckplätze
Vaginalsonde
3.5 Linear Sonde
s/w Videoprinter

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird
nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

S/w (Schwarz-weiß) Ultraschall- Gerät
Siemens SONOLINE SI 250
gebraucht

03 Sonden- Steckplätze
Vaginalsonde
3.5 Linear Sonde
s/w Videoprinter

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

