



**UNTERSUCHUNGSLAMPE,**  
**BEHANDLUNGSLAMPE BERCHTOLD**  
**CHROMOPHARE D300**

**SKU:** L012012

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Großer Aktionsradius bei ausgezeichneter Beweglichkeit

Einzel- und Doppel-Arm Ausführung in neuer Eleganz

CHROMOPHARE Qualität

Farbechtes und schattenfreies Licht für Ihre exakte Diagnose

Hervorragend für Untersuchungs- und Notaufnahmeräume geeignet

Lampenwechsel ohne Werkzeug einfach und schnell

Leistung .50 Watt

Lichtstärke 30.000 bis 50.000 Lux

230 V 50/60 Hz



Hauben-Durchmesser : CA 30 Cm

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

