



**UNTERSUCHUNGLIEGE- LIEGE -
MASSAGELIEGE THERAPIELIEGE -
MASSAGELIEGE ELEKTRISCH VERSTELLBAR**

SKU: CX062021-VER

Die elektrisch verstellbare Untersuchungsliege bietet höchsten Komfort und optimale Funktionalität für Therapie- und Massagemaßnahmen. Durch die flexible Anpassung der Liegeposition unterstützt sie eine ergonomische Behandlung und gewährleistet eine stabile, leicht zu reinigende Oberfläche für den professionellen Einsatz.



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **elektrisch verstellbare Untersuchungsliege** ist ein vielseitiges und hochwertiges Möbelstück, das sich ideal für den Einsatz in medizinischen Praxen, Therapieeinrichtungen und Wellnessbereichen eignet. Sie kombiniert Funktionalität, Komfort und modernes Design und unterstützt so eine optimale Patientenbetreuung und Behandlung.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Elektrische Verstellbarkeit:** Dank des integrierten Elektroantriebs lässt sich die Liege mühelos in der Höhe sowie in verschiedenen Liegepositionen verstellen. Dies ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung für Behandler und erhöht den Komfort für Patienten.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Die Liege eignet sich sowohl als *Untersuchungsliege* für medizinische Diagnostik, als auch als *Massageliege* und *Therapieliege* für physiotherapeutische und wellnesorientierte Anwendungen.
- **Ergonomisches Design:** Die Liegefläche ist großzügig bemessen und mit hochwertigen, hautfreundlichen Polstermaterialien bezogen. Eine angenehme Polsterung sorgt für Komfort während der Behandlung.



- **Stabile und sichere Konstruktion:** Das robuste Gestell aus hochwertigem Metall garantiert hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Rutschfeste Standfüße sorgen für sicheren Halt auf unterschiedlichen Bodenbelägen.
- **Zusätzliche Komfortmerkmale:** Verstellbare Kopf- und Fußteile ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten. Optional sind Armlehnen und eine praktische Papierrollenhalterung erhältlich.

Anwendungsbereiche:

- Ärztliche Untersuchungen und Diagnostik
- Physiotherapie und Rehabilitation
- Massagen und Wellnessbehandlungen
- Manuelle Therapie und Osteopathie

Die elektrisch verstellbare Untersuchungsliege vereinfacht die Behandlungssituationen erheblich und sorgt für eine angenehme Atmosphäre sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal. Durch ihre hochwertige Verarbeitung und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten stellt sie eine wertvolle Investition für jede medizinische Einrichtung dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

