



VALLEYLAB COVIDIEN FORCE TRIAD FORCETRIAD HF-GERÄT DOM 2009

SKU: 0082021

Das Valleylab Covidien Force Triad ist ein leistungsstarkes HF-Gerät, das präzise und sichere elektrochirurgische Anwendungen ermöglicht. Es zeichnet sich durch vielseitige Einstellmöglichkeiten und moderne Technologie zur Optimierung chirurgischer Ergebnisse aus.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Valleylab Covidien Force Triad** ist ein hochmodernes, multifunktionales Hochfrequenz-(HF)-Gerät, das speziell für den chirurgischen Einsatz entwickelt wurde. Das Modell **ForceTriad HF-Gerät DOM 2009** bietet eine präzise, zuverlässige und vielseitige Lösung für verschiedene elektrochirurgische Anwendungen.

Produktbeschreibung:

Das Force Triad HF-Gerät kombiniert modernste Technologien, um Chirurgen eine optimale Kontrolle und Sicherheit während operativer Eingriffe zu gewährleisten. Durch seine modulare Bauweise und intuitive Bedienoberfläche ermöglicht es eine einfache Anpassung der HF-Leistung an unterschiedliche Gewebetypen und chirurgische Anforderungen.

Wesentliche Merkmale und Vorteile:

- **Multifunktionalität:** Unterstützt sowohl Monopolare als auch Bipolare HF-Anwendungen, wodurch eine breite Palette von chirurgischen Verfahren abgedeckt wird.
- **Energieeffizienz:** Optimierte Leistungsabgabe sorgt für präzise Schnitte und effektive Koagulation bei minimaler Gewebeschädigung.
- **Automatische Leistungsanpassung:** Intelligente Steuerung passt die HF-Leistung kontinuierlich an die



Gewebecharakteristik an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- **Benutzerfreundlichkeit:** Großes, übersichtliches Display und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglichen schnelle Einstellungen und sicheren Betrieb.
- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen minimieren das Risiko von Stromunfällen und verhindern unerwünschte HF-Emissionen.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Valleylab- und Covidien-Elektroden und Zubehör, was eine flexible Nutzung in unterschiedlichen OP-Szenarien ermöglicht.
- **Robustes Design:** Für den Dauereinsatz im OP-Saal konzipiert, mit hoher Zuverlässigkeit und einfacher Wartung.

Anwendungsgebiete:

Das Force Triad HF-Gerät eignet sich ideal für:

- Allgemeinchirurgische Eingriffe
- Gynäkologische Operationen
- Urologische Verfahren
- Orthopädie und Traumatologie
- Minimalinvasive Chirurgie

Technische Spezifikationen (Auszug):

- HF-Ausgangsleistung: Bis zu 300 Watt
- Frequenz: Hochfrequent im Bereich von ca. 300 kHz
- Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Bediendisplay: Farb-LCD mit Touch-Interface
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend

Das **Valleylab Covidien Force Triad ForceTriad HF-Gerät DOM 2009** ist somit eine erstklassige Wahl für Krankenhäuser und chirurgische Zentren, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Vielseitigkeit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

