




## [VALLEYLAB E2515 SURGICAL ELECTROSURGICAL PENCIL](#)

**SKU:** AM042025-K

Der Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil bietet präzise und sichere Stromzufuhr für chirurgische Anwendungen, unterstützt durch ergonomisches Design und zuverlässige Steuerung. Dieses hochwertige Elektrochirurgie-Handstück gewährleistet optimale Kontrolle bei verschiedenen Schnitt- und Koagulationsverfahren.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil** ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Instrument, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Dieses elektrochirurgische Skalpell ermöglicht präzise, sichere und effiziente Schnitte sowie Koagulationen während chirurgischer Eingriffe.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der E2515 zeichnet sich durch eine komfortable Handhabung aus, die Ermüdung während längerer Operationen minimiert und eine präzise Steuerung gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Der Pencil ist kompatibel mit einer Vielzahl von Valleylab Elektrochirurgiegeräten und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende OP-Setups.
- **Bedienung:** Ausgestattet mit intuitiven Bedienelementen, darunter ein robustes, leicht bedienbares Schneide- und Koagulationstasten-Interface, das eine schnelle Umschaltung zwischen den Modi erlaubt.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus biokompatiblen und langlebigen Materialien, die eine einfache Sterilisation und Wiederverwendung ermöglichen.
- **Sicherheit:** Der Valleylab E2515 verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen, die das Risiko von Verbrennungen und unbeabsichtigten Schnitten reduzieren.



### **Anwendungsbereiche:**

Der Surgical Electrosurgical Pencil E2515 ist ideal geeignet für verschiedenste chirurgische Fachrichtungen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: E2515
- Länge: ca. 22 cm
- Gewicht: leicht und handlich
- Anschluss: Standardstecker kompatibel mit Valleylab Generatoren
- Material: Hochwertiger Kunststoff und medizinischer Edelstahl

Dank der Kombination aus präziser Funktionalität, einfacher Handhabung und hoher Sicherheit ist der **Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil** ein unverzichtbares Werkzeug für chirurgische Teams, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

