



**VALLEYLAB LIGASURE 8**  
**GEFÄSSVERSIEGELUNGSSYSTEM MIT**  
**LS0300 FUSSPEDAL**

**SKU:** EQ032022-NV

Bipol. 95 Watt / 100 Ohm  
Seal 150 Watt / 100 Ohm  
470 KHz Int 10S / 30S  
Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bipol. 95 Watt / 100 Ohm  
Seal 150 Watt / 100 Ohm  
470 KHz Int 10S / 30S  
Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

