



## VBM TOURNIQUET 4500 BLUTSPERREGERÄT

SKU: FP022026

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	28 kg
<b>Versand</b>	Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
<b>Zustand</b>	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



## **Lieferumfang**

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

