



VBM TOURNIQUET 5000 BLUTSPERRE

SKU: BQ072022-NV

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile Tel / Homezone Tel / Büro Fax. 0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Op & Chirurgie Ausstattung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der VBM Tourniquet 5000 ist ein medizinisches Gerät, das zur Blutstillung bei schweren Verletzungen eingesetzt wird. Es handelt sich um eine Blutsperre, die in Notfallsituationen verwendet wird, um die Blutzirkulation in einem bestimmten Bereich des Körpers zu stoppen und so den Blutverlust zu minimieren.

Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Produkt:

- 1. **Anwendung**: Der Tourniquet wird häufig von Rettungsdiensten, Militärpersonal und in der Ersten Hilfe verwendet. Er kann bei extremen Blutungen, insbesondere an den Extremitäten (Arme und Beine), eingesetzt werden
- 2. **Funktionsweise**: Der Tourniquet wird um das betroffene Glied gelegt und dann straff angezogen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Viele Modelle verfügen über einen Mechanismus zur sicheren Fixierung und zum einfachen Anlegen.
- 3. **Materialien**: Der VBM Tourniquet 5000 besteht aus robusten Materialien, die für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen geeignet sind.



- 4. **Wiederverwendbarkeit**: Einige Tourniquets sind wiederverwendbar und können nach der Anwendung gereinigt und desinfiziert werden.
- 5. **Schulung**: Es ist wichtig, dass Personen, die einen Tourniquet anwenden möchten, entsprechend geschult sind, um sicherzustellen, dass er korrekt angelegt wird und um mögliche Komplikationen zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





