



[VIASYS INFANT FLOW SIPAP BEATMUNGS- LEBENSERHALTUNGS GERÄT FÜR SÄUGLINGE](#)

SKU: EP022025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Viasys Infant Flow SIPAP Beatmungsgerät ist ein essentielles Gerät in der Neonatologie und Intensivmedizin, das dazu beiträgt, die Atemfunktion von Frühgeborenen und anderen Säuglingen mit Atemproblemen zu unterstützen. Durch seine nicht-invasive Methode der Beatmung, die an die Atembewegungen des Babys angepasst werden kann, bietet es eine effektive, aber schonende Möglichkeit zur Atemunterstützung, die Komplikationen minimiert und den Heilungsprozess fördert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

