



VINGMED ULTRASCHALLSONDE / PROBE 3MHZ TJ100110 A

SKU: L042013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Tel. 0049 40 18 20 79 03

Fax. 0049 40 65 86 33 64

Mobile 0049 176 205 800 86



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sektor -Ultraschallkopf (Sonde) 3MHz /

Für Ultraschallgerät VINGMED CFM700 ; CFM 775, CFM 800

Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

MwSt wird nicht gesondert ausgewiesen (§25)

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

