



VITAL WAVE TITAN F4 ULTRASCHALLGERÄT V-SONIC VITAL WAVE TITAN F4 ULTRASCHALLTHERAPIEGERÄT

SKU: P072022-NV

zzgl. Versandkosten

VITAL WAVE TITAN F4 ist ein leistungsstarkes
Ultraschalltherapiegerät, das effektive Schallwellen
zur gezielten Schmerzbehandlung und
Geweberegeneration liefert. Das V-Sonic Vital Wave
Titan F4 überzeugt durch präzise
Anwendungsmöglichkeiten und moderne Technik
für eine schonende und wirkungsvolle Therapie.



Categories: Physikalische Therapie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **VITAL WAVE TITAN F4 Ultraschallgerät** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur Ultraschalltherapie, das speziell für den professionellen Einsatz in Physiotherapie, Rehabilitation und Schmerztherapie entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie unterstützt es effektiv die Heilungsprozesse und fördert die Regeneration des Gewebes.

Eigenschaften und Vorteile des VITAL WAVE TITAN F4:

- **Ultraschallfrequenz:** Das Gerät arbeitet mit einer Frequenz von 1 MHz und 3 MHz, die optimal auf unterschiedliche Gewebetiefen abgestimmt sind.
- Leistungsstarke Schallwellen: Die präzise Steuerung der Schallintensität ermöglicht eine individuell angepasste Behandlung, die Schmerzen lindert und die Durchblutung verbessert.
- Multiprozessor-Technologie: Sorgt für eine gleichmäßige Ultraschallabgabe und hohe Therapiekonsistenz.
- Vielseitige Anwendungen: Geeignet für die Behandlung von Muskelverspannungen, Sehnenentzündungen,



Gelenkschmerzen, Narbengewebe und zur Förderung der Knochenheilung.

- **Ergonomisches Design:** Das handliche und leicht zu bedienende Gerät ermöglicht eine komfortable Anwendung sowohl in der Praxis als auch mobil.
- Intuitive Benutzeroberfläche: Ein übersichtliches Display mit klaren Einstellmöglichkeiten erleichtert die individuelle Anpassung der Therapiemodi.
- **Sicherheitsfunktionen:** Automatische Abschaltung und Temperaturkontrolle garantieren eine sichere Behandlung ohne Überhitzungsrisiko.

Technische Spezifikationen:

- Frequenz: 1 MHz / 3 MHz
- Maximale Ultraschallleistung: bis zu 4 W/cm²
- Therapiemodi: Dauerbetrieb und gepulst
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit geringem Energieverbrauch
- Abmessungen: kompakt und leicht

Das **VITAL WAVE TITAN F4 Ultraschalltherapiegerät** ist ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel zur Unterstützung verschiedenster therapeutischer Anwendungen. Es fördert die Zellregeneration, reduziert Entzündungen und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess – für ein verbessertes Wohlbefinden Ihrer Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







