



VITALOGRAPH 36020 3L KALIBRIERPUMPE - PUMPE FÜR LUFU

SKU: BY122025-NV

Die **Vitalograph 36020 3L Kalibrierpumpe** ist ein präzises Kalibriergerät zur zuverlässigen Überprüfung und Justierung von Lungenfunktionsgeräten (LUFU). Sie gewährleistet eine genaue Volumenmessung und unterstützt so die Qualitätssicherung in der Spirometrie.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Vitalograph 36020 3L Kalibrierpumpe** ist ein unverzichtbares Zubehör für die präzise Kalibrierung von Lungenfunktionsmessgeräten (Lufu). Dieses hochwertige medizinische Gerät gewährleistet eine zuverlässige und standardisierte Überprüfung der Messgenauigkeit von Spirometern und anderen Atemflussmessgeräten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Volumenstabilität:** Die Pumpe verfügt über ein fest definiertes Volumen von 3 Litern, das eine konsistente und reproduzierbare Kalibrierung ermöglicht.
- **Präzision und Genauigkeit:** Entwickelt, um den strengen Anforderungen der internationalen Kalibrierungsstandards zu entsprechen, unterstützt sie medizinisches Personal bei der Sicherstellung korrekter Messergebnisse.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design erleichtert die Bedienung und minimiert den Kalibrierungsaufwand.
- **Langlebigkeit und Robustheit:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, ist die Pumpe widerstandsfähig gegenüber häufigem Gebrauch und vielfältigen Einsatzbedingungen.
- **Kompatibilität:** Optimal geeignet für die Kalibrierung verschiedenster Spirometer und Lufu-Geräte, insbesondere Modelle der Marke Vitalograph.



Anwendungsbereiche:

Die Vitalograph 36020 3L Kalibrierpumpe wird in pneumologischen Praxen, Lungenfunktionslaboren sowie in Krankenhäusern verwendet, um:

- Regelmäßige Qualitätskontrollen der Atemmessgeräte durchzuführen.
- Die Einhaltung von Normen und gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen.
- Fehlmessungen durch technische Abweichungen zu vermeiden.

Technische Daten:

- Kalibrierungsvolumen: 3 Liter
- Material: Hochwertiger Kunststoff mit präziser Volumenkontrolle
- Maße: Kompakt und handlich für einfache Handhabung
- Gewicht: Leicht und transportabel

Zusammenfassend ist die **Vitalograph 36020 3L Kalibrierpumpe** ein essenzielles Instrument für die Gewährleistung der Messgenauigkeit in der Lungenfunktionsdiagnostik. Ihre präzise Volumenkontrolle unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen – ein entscheidender Faktor für eine korrekte Diagnose und Therapie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

