



VITALOGRAPH ALPHA SPIROMETER

SKU: EJ082024

~~495,00 €~~ **409,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Vitalograph Alpha Spirometer ist ein tragbares Gerät zur Messung der Lungenfunktion. Es wird häufig in der klinischen Praxis, in der Atemtherapie und in der Forschung eingesetzt, um verschiedene Parameter der Lungenfunktion zu bewerten, wie z.B. das Atemvolumen und die Luftstromgeschwindigkeit.

Hier sind einige wichtige Merkmale des Vitalograph Alpha Spirometers:

1. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Durchführung von Lungenfunktionsuntersuchungen.
2. **Datenanalyse:** Der Spirometer kann verschiedene Lungenparameter messen, darunter FVC (forcierte Vitalkapazität), FEV1 (forciertes expiratorisches Volumen in 1 Sekunde) und andere relevante Werte.
3. **Tragbarkeit:** Das kompakte Design macht es leicht, das Gerät zu transportieren und in verschiedenen Umgebungen einzusetzen.
4. **Softwareintegration:** Viele Modelle bieten die Möglichkeit, die gesammelten Daten mit spezieller Software zu analysieren und zu speichern, was die Nachverfolgung von Patientenverläufen erleichtert.
5. **Kalibrierung:** Regelmäßige Kalibrierung ist wichtig, um genaue Messwerte sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

