



## [WASSENBURG ADAPTASCOPE WD440 SCOPE WASHER - REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSSYSTEM FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE](#)

SKU: CX062023-NV

**WASSENBURG ADAPTASCOPE WD440 Scope Washer** ist ein hochmodernes Reinigungs- und Desinfektionssystem, speziell entwickelt für die sichere und effiziente Aufbereitung flexibler Endoskope. Es gewährleistet eine gründliche Reinigung und zuverlässige Desinfektion, um höchste Hygienestandards im medizinischen Bereich zu erfüllen.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **WASSENBURG ADAPTASCOPE WD440 Scope Washer** ist ein hochmodernes Reinigungs- und Desinfektionssystem, speziell entwickelt für die sichere und effiziente Aufbereitung von **flexiblen Endoskopen**. Dieses Gerät erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kliniken und Facharztpraxen.

### Leistungsmerkmale und Funktionen:

- **Automatisierte Reinigung und Desinfektion:** Der WD440 gewährleistet eine gründliche Entfernung von organischen und anorganischen Rückständen sowie eine wirksame thermische oder chemische Desinfektion der Endoskope.
- **Schonende Behandlung flexibler Endoskope:** Das System ist speziell auf die sensible Bauweise flexibler Endoskope abgestimmt und verhindert Beschädigungen während des Aufbereitungsprozesses.
- **Vielfältige Programmoptionen:** Mehrere standardisierte Reinigungszyklen ermöglichen eine individuelle



Anpassung an unterschiedliche Endoskoptypen und Kontaminationsgrade.

- **Effiziente Spül- und Trocknungsphasen:** Durch integrierte Spül- und Trocknungsschritte wird die Restfeuchtigkeit minimiert, um das Risiko mikrobieller Kontamination zu reduzieren.
- **Erfüllung internationaler Normen:** Das Gerät entspricht den relevanten Standards wie EN ISO 15883 für die maschinelle Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Eine benutzerfreundliche Steuerung erlaubt eine einfache Programmwahl und Überwachung des Aufbereitungsprozesses.
- **Dokumentationsfunktion:** Automatische Protokollierung der Aufbereitungszyklen unterstützt die lückenlose Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.

### **Anwendungsbereiche:**

Das WASSENBURG ADAPTASCOPE WD440 ist ideal geeignet für die Reinigung und Desinfektion verschiedenster flexibler Endoskope aus den Bereichen Gastroenterologie, Bronchoskopie, Urologie und weiteren medizinischen Fachgebieten.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Maximale Patientensicherheit durch zuverlässige Desinfektion
- Schonende Aufbereitung flexibler Instrumente
- Zeiteffiziente und reproduzierbare Prozesse
- Unterstützt die Einhaltung gesetzlicher und hygienischer Vorgaben
- Reduziert manuellen Aufwand und minimiert Fehlerquellen

Mit dem **WASSENBURG ADAPTASCOPE WD440 Scope Washer** investieren Sie in ein bewährtes, sicheres und innovatives System, das die Qualität der Endoskopaufbereitung nachhaltig verbessert und somit einen wesentlichen Beitrag zur Infektionsprävention leistet.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

