



WASSENBURG WD440 MEDIZINISCHES REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERÄT

SKU: HO012021-V

~~1.500,00 €~~ **1.200,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

WASSENBURG WD440 ist ein hochmodernes medizinisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das eine gründliche und zuverlässige Sterilisation von Instrumenten gewährleistet. Es kombiniert effiziente Reinigungsprozesse mit wirkungsvoller Desinfektion, um höchste Hygienestandards in Kliniken und Praxen sicherzustellen.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **WASSENBURG WD440** ist ein hochmodernes medizinisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, um höchste Hygienestandards zu erfüllen und das Risiko nosokomialer Infektionen zu minimieren.

Funktion und Einsatzbereich:

Das WD440 ist ein vollautomatisches Gerät zur Reinigung und thermischen Desinfektion von chirurgischen Instrumenten, endoskopischen Zubehörteilen sowie anderen wiederverwendbaren medizinischen Artikeln. Durch seinen vielseitigen Einsatzbereich unterstützt es unterschiedliche Abteilungen, darunter Operationssäle, Endoskopieeinheiten und Sterilisationszentren.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Effiziente Reinigung:** Mehrstufige Reinigungszyklen mit präziser Dosierung von Reinigungsmitteln

gewährleisten die gründliche Entfernung von organischen und anorganischen Rückständen.

- **Thermische Desinfektion:** Validierte Desinfektionsprogramme mit kontrollierter Temperatur und Zeit sorgen für eine sichere Reduktion von Mikroorganismen gemäß den aktuellen Richtlinien.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitives Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Programmwahl, Überwachung und Dokumentation der Aufbereitungsprozesse.
- **Automatische Prozesskontrolle:** Integrierte Sensoren überwachen kontinuierlich Parameter wie Temperatur, Wasserdruck und Chemikaliendosierung zur Prozesssicherheit.
- **Hohe Kapazität:** Das Gerät bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl von Instrumenten und Zubehör, was eine effiziente Bearbeitung großer Mengen ermöglicht.
- **Nachhaltigkeit:** Optimierter Wasser- und Energieverbrauch reduziert Betriebskosten und schont Ressourcen.

Sicherheits- und Qualitätsstandards:

Das WASSENBURG WD440 erfüllt sämtliche relevanten medizinischen Normen und Standards, darunter die Anforderungen der DIN EN ISO 15883 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte. Es gewährleistet höchste Sicherheit für Patienten und Anwender durch validierte Reinigungs- und Desinfektionsprozesse sowie eine lückenlose Dokumentation aller Aufbereitungszyklen.

Fazit:

Das WASSENBURG WD440 ist eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für die professionelle Reinigung und Desinfektion medizinischer Instrumente. Es kombiniert modernste Technik mit anwenderfreundlichem Design und unterstützt medizinische Einrichtungen dabei, höchste Hygieneanforderungen effizient umzusetzen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

