



WEBECO STERILISATOR A30-B B-KLASSE AUTOKLAV

SKU: V122011

2.121,77 €

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

B KLASSE STERILISATOR

- WEBECO GmbH & Co. KG
- A30-B Gerätetyp nach DIN EN 13060
- 500 x 560 x 530 (äußere Maße)
- Ca 52 kg
- 230 V / 50 Hz / 16 A
- 200 x 100 x 320 mm (B x H x T) / 7 Liter
- Leitwertmessung des Speisewassers: Vakuum-Lecktest
- Fraktioniertes Vorvakuum zur Entlüftung des Guts,
- Stand-by-Beheizung der Kammer mit Selbstabschaltung
- je nach Programm und Charge zwischen 9 und 50 Min.
- Schnellprogramm bei 134 °C für offene Trays bis 3,5 kg Beladung



. Programme:

1=Sterilisiergut

2=Druck

3=Temperatur

4=Zeit bis zur Wiederverfügbarkeit des

Programms

1) Schnellprogramm: 1: offene Trays, Instrum. bis 3,5 kg

2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 9-13 Min.

2) Kurzprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis 3,5 kg

2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 12-28 Min.

3) Standardprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis 3,5 kg

poröses Material (Textil) 2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 28-38 Min.

4) Standardprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum.

bis 3,5 kg poröses Material (Textil bis 1,5 kg)

2: 2 bar abs. 3: 121 °C 4: 40-50 Min.

5) Prionenprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis

3,5 kg poröses Material (Textil bis 1,5 kg) 2: 3 bar abs. 3: 134 °C

4: 46-56 Min.

20. Sterilisation von Hand- und Winkelstücken in allen Programmen möglich

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

