



[WEINMANN BEATMUNGSGERÄT MEDUMAT TRANSPORT DOM 2010](#)

SKU: AY012023

Weinmann Beatmungsgerät MEDUMAT Transport DOM 2010 ist ein kompaktes und zuverlässiges Transportbeatmungsgerät, das speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Es bietet eine präzise Beatmungssteuerung und flexible Einsatzmöglichkeiten in Notfall- und Transportumgebungen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Weinmann Beatmungsgerät MEDUMAT Transport DOM 2010** ist ein hochmodernes, mobiles Beatmungsgerät, das speziell für den Einsatz im Rettungsdienst, bei Transporten sowie in Notfallsituationen entwickelt wurde. Es kombiniert eine robuste Bauweise mit vielseitigen Funktionen, um eine sichere und effiziente Beatmung von Patienten unterschiedlicher Altersgruppen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Flexibilität:** Das MEDUMAT Transport DOM 2010 ermöglicht sowohl die kontrollierte als auch die assistierte Beatmung, wodurch es sich optimal an den Zustand des Patienten anpassen lässt.
- **Leistungsstarke Beatmungsmodi:** Verfügbar sind u.a. der kontrollierte Atemmodus (CMV), der assistierte Atemmodus (AC) sowie der spontane Atemmodus (Spontanatmung), die eine individuelle Therapie ermöglichen.
- **Einfache Bedienung:** Ein übersichtliches, beleuchtetes Display sowie intuitive Bedienelemente gewährleisten auch unter Stressbedingungen eine schnelle und sichere Handhabung.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist stoßfest, leicht und kompakt, sodass es sich ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen eignet.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Es bietet vielseitige Schnittstellen für externe Sauerstoffzufuhr, Monitoring-Systeme



und weitere medizinische Geräte.

- **Alarmfunktionen:** Integrierte akustische und visuelle Alarmer warnen zuverlässig bei kritischen Abweichungen der Beatmungsparameter.
- **Stromversorgung:** Das MEDUMAT Transport DOM 2010 verfügt über leistungsstarke Akkus, die eine autarke Nutzung über längere Zeiträume ermöglichen und mit externen Netzteilen kompatibel sind.

Technische Details:

- Beatmungsdruck: einstellbar von 5 bis 60 mbar
- Atemfrequenz: 2 bis 40 Atemzüge pro Minute
- Inspirationszeit: flexibel einstellbar
- Sauerstoffanschluss: kompatibel mit Standard-O2-Flaschen
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Maße: kompakt und leicht transportabel

Anwendungsbereiche:

Das MEDUMAT Transport DOM 2010 eignet sich ideal für den Einsatz bei:

- Notfallmedizin und Rettungsdienst
- Patiententransport zwischen Kliniken
- Intensivmedizinische Versorgung unterwegs
- Prähospitalen Beatmungsmaßnahmen

Fazit: Das Weinmann MEDUMAT Transport DOM 2010 ist ein zuverlässiges, flexibles und benutzerfreundliches Beatmungsgerät, das höchste Anforderungen im mobilen medizinischen Einsatz erfüllt. Seine robuste Konstruktion und vielseitigen Funktionen machen es zu einem unverzichtbaren Partner für die professionelle Patientenversorgung unterwegs.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

