



**WEINMANN LOWENSTEIN VENTILOGIC LS -  
VENTILLOGIC LS HOME MECHANICAL  
VENTILATOR - NIE BENUTZ NEUWERTIG DOM  
2019 - 2020**

**SKU:** BJ072022-9STCK

zzgl. [Versandkosten](#)

**WEINMANN LOWENSTEIN Ventilologic LS** ist ein neuwertiger, mechanischer Heimbeatmungsgerät aus den Jahren 2019–2020, das eine zuverlässige und benutzerfreundliche Beatmung für Patienten mit chronischer Ateminsuffizienz bietet. Das Gerät überzeugt durch seine präzise Steuerung und kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in der häuslichen Umgebung.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#), [Narkose und Beatmung](#), [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **WEINMANN LOWENSTEIN Ventilologic LS** ist ein hochentwickeltes, mechanisches Heimbeatmungsgerät, das speziell für die Langzeitbeatmung von Patienten im häuslichen Umfeld konzipiert wurde. Dieses Modell bietet eine zuverlässige, präzise und flexible Beatmungslösung, die den individuellen Bedürfnissen von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen gerecht wird.

Das Gerät wurde im Zeitraum **2019 - 2020** hergestellt und befindet sich in einem **neuwertigen Zustand**, da es **nie benutzt** wurde. Die hohe Qualität und die moderne Technik gewährleisten eine langanhaltende Leistung und eine einfache Bedienbarkeit.

**Wesentliche Merkmale und Funktionen des Ventilologic LS:**



- **Vielfältige Beatmungsmodi:** Unterstützt sowohl invasive als auch nicht-invasive Beatmungsformen, einschließlich Spontanatmung, assistierter und kontrollierter Beatmung.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Klare Anzeige und einfache Bedienung ermöglichen eine schnelle Anpassung der Beatmungseinstellungen durch medizinisches Fachpersonal oder geschultes Betreuungspersonal.
- **Leiser Betrieb:** Das Gerät arbeitet geräuscharm und sorgt somit für einen hohen Komfort im häuslichen Umfeld.
- **Mobilität und Flexibilität:** Kompaktes Design und geringes Gewicht erleichtern den Transport und die Integration in verschiedene Wohnsituationen.
- **Umfangreiche Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer und Überwachungssysteme gewährleisten eine kontinuierliche Kontrolle der Beatmungsparameter und Patientenversorgung.
- **Energieeffizienz:** Längere Batterielaufzeit und energiesparende Komponenten ermöglichen eine zuverlässige Nutzung auch bei Stromausfällen.

Der **Ventilogic LS** von WEINMANN LOWENSTEIN ist somit optimal geeignet für Patienten mit **chronischer respiratorischer Insuffizienz, neuromuskulären Erkrankungen** oder anderen Krankheitsbildern, die eine dauerhafte mechanische Beatmung benötigen. Die Kombination aus modernster Technologie, hoher Benutzerfreundlichkeit und sicherheitsorientiertem Design macht dieses Beatmungsgerät zu einer erstklassigen Wahl für die häusliche Langzeitbeatmung.

**Fazit:** Mit dem neuwertigen, unbenutzten WEINMANN LOWENSTEIN Ventilogic LS erhalten Sie ein zuverlässiges und vielseitiges Beatmungsgerät, das den höchsten medizinischen Standards entspricht und eine sichere, komfortable Beatmung im häuslichen Umfeld gewährleistet.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

