



[WEINMANN OXYWAY WM30531](#) [DRUCKMINDERER SPARSYSTEM FÜR](#) [TRAGBAREN SAUERSTOFF](#)

SKU: CF072024 - NV

Weinmann Oxyway WM30531 Druckminderer Sparsystem gewährleistet eine präzise und sichere Druckregulierung für tragbare Sauerstoffgeräte und optimiert den Sauerstoffverbrauch für eine verlängerte Anwendungsdauer. Das kompakte Design bietet zuverlässige Funktionalität bei minimalem Platzbedarf und unterstützt so eine flexible und komfortable Mobilität.



Categories: [Druckminderer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Weinmann Oxyway WM30531 Druckminderer Sparsystem** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für den Einsatz mit tragbaren Sauerstoffgeräten entwickelt wurde. Dieses Präzisionsgerät gewährleistet eine sichere und zuverlässige Regulierung des Sauerstoffdrucks, um eine optimale Therapieeffizienz und Patientenkomfort zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Druckregulierung:** Der Druckminderer reduziert den hohen Flaschendruck auf einen konstanten, therapiegerechten Ausgangsdruck, wodurch eine sichere Sauerstoffzufuhr gewährleistet wird.
- **Sparsystem-Technologie:** Das integrierte Sparsystem optimiert den Sauerstoffverbrauch, verlängert die Laufzeit der Sauerstoffflasche und erhöht somit die Mobilität und Unabhängigkeit des Patienten.
- **Kompatibilität:** Der Druckminderer ist speziell für tragbare Sauerstoffgeräte entwickelt und passt optimal zu den gängigen Flaschenanschlüssen.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienung mit klar gekennzeichneten Einstellmöglichkeiten zur individuellen Anpassung des Sauerstoffflusses.



- **Robustes Design:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch bei häufigem Gebrauch garantieren.
- **Sicherheit:** Ausgestattet mit Sicherheitsventilen und einem Überdruckschutz, um Risiken während der Anwendung zu minimieren.

Anwendungsgebiete:

Der Weinmann Oxyway WM30531 Druckminderer ist ideal geeignet für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD, Lungenfibrose oder anderen Indikationen, die eine kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Sauerstofftherapie benötigen. Durch die Kombination aus Druckminderung und Sauerstoffsparfunktion unterstützt das Gerät die effiziente und sichere Sauerstoffversorgung im mobilen Einsatz.

Technische Daten:

- Eingangsdruck: bis zu 200 bar (je nach Sauerstoffflasche)
- Ausgangsdruck: stufenlos einstellbar, typischerweise 2 bis 6 bar
- Material: Hochwertiges Metall und Kunststoffkomponenten
- Anschluss: Standard-Flaschenventilanschluss kompatibel mit tragbaren Sauerstoffbehältern
- Gewicht: leicht und kompakt für einfache Mitnahme

Mit dem **Weinmann Oxyway WM30531 Druckminderer Sparsystem** erhalten Sie ein zuverlässiges und effizientes Medizinprodukt, das höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität erfüllt. Es unterstützt eine bedarfsgerechte Sauerstofftherapie und erleichtert Patienten den Alltag durch verlängerte Flaschenlaufzeiten und einfache Bedienbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

