



## WELCH ALLYN SPOT VITAL SIGNS LXI PATIENTENMONITOR

**SKU:** HT012025

**310,00 € 292,50 €**

**Der Welch Allyn Spot Vital Signs LXi** ist ein kompakter und zuverlässiger Patientenmonitor, der präzise Messungen von Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und Temperatur in Echtzeit liefert. Dieses Gerät unterstützt eine effiziente Patientenüberwachung durch benutzerfreundliche Bedienung und schnelle Ergebnisse, ideal für den klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Patientenmonitor** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Gerät zur schnellen und präzisen Erfassung lebenswichtiger Vitalparameter. Entwickelt für den Einsatz in verschiedensten klinischen Umgebungen, unterstützt dieser Monitor medizinisches Fachpersonal bei der effizienten und sicheren Patientenversorgung.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Umfangreiche Vitalparameter:** Der Spot Vital Signs LXi misst automatisch *Blutdruck (aus dem Oberarm oder Handgelenk)*, *Pulsfrequenz*, *SpO<sub>2</sub> (Sauerstoffsättigung)* sowie die *Körpertemperatur*. Zusätzlich ist eine optionale Messung des *EKG* möglich.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das große, gut ablesbare Farbdisplay ermöglicht eine einfache Navigation und schnelle Eingabe von Patientendaten. Die Benutzerführung ist klar strukturiert und reduziert den Schulungsaufwand.
- **Schnelle Messzyklen:** Die Messungen erfolgen innerhalb weniger Sekunden, was insbesondere in



Notfallsituationen entscheidend ist, um rasch fundierte Entscheidungen treffen zu können.

- **Mobilität und Robustheit:** Das kompakte, leichte Design sowie der integrierte Akku ermöglichen den flexiblen Einsatz an verschiedenen Einsatzorten innerhalb der Klinik oder auch in der ambulanten Versorgung.
- **Datenmanagement und Schnittstellen:** Der Monitor unterstützt die Anbindung an elektronische Gesundheitsakten (EHR) und Krankenhausinformationssysteme (KIS) über standardisierte Schnittstellen, was eine effiziente Dokumentation und Nachverfolgung der Patientendaten gewährleistet.
- **Erweiterte Sicherheitsstandards:** Der Spot Vital Signs LXi erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Standards für elektrische Sicherheit und Hygiene. Die verwendeten Materialien sind leicht zu desinfizieren und für den Dauereinsatz in klinischen Umgebungen ausgelegt.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Welch Allyn Spot Vital Signs LXi eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Notaufnahme und Rettungsdienst
- Stationäre Pflegebereiche und Intensivstationen
- Ambulante Praxen und Gesundheitszentren
- Präoperative und postoperative Überwachung
- Routineuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen

### **Fazit:**

Der Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Patientenmonitor kombiniert präzise Messtechnik mit benutzerfreundlichem Design und hoher Flexibilität. Er unterstützt medizinisches Personal dabei, lebenswichtige Vitaldaten schnell und sicher zu erfassen, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

