



WELCH ALLYN VITAL SIGNS MONITOR 6000 SERIES FAHRBAR

SKU: FT112024-NV

Welch Allyn Vital Signs Monitor 6000 Series Fahrbar ist ein zuverlässiges und mobiles Gerät zur präzisen Erfassung von Vitalparametern wie Blutdruck, Puls und Temperatur. Die benutzerfreundliche Bedienung und robuste Bauweise gewährleisten eine effiziente Nutzung in klinischen und ambulanten Umgebungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Welch Allyn Vital Signs Monitor 6000 Series Fahrbar** ist ein hochwertiges, mobiles Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine präzise und zuverlässige Erfassung der lebenswichtigen Parameter, um die Patientenversorgung effizient und sicher zu gestalten.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Messung:** Der Monitor erfasst in Echtzeit mehrere Vitalparameter, darunter Blutdruck (nicht-invasiv), Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO₂) sowie Temperatur.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein gut ablesbares Farbdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung und schnelle Interpretation der Messwerte.
- **Mobilität:** Dank des robusten, fahrbaren Gestells ist der Monitor flexibel im gesamten Klinikbereich einsetzbar und kann problemlos von einem Patienten zum nächsten transportiert werden.
- **Datenspeicherung und -übertragung:** Der Vital Signs Monitor bietet die Möglichkeit zur Speicherung der Messdaten sowie deren Übertragung an zentrale Informationssysteme, was die Dokumentation und Nachverfolgung erleichtert.



- **Zuverlässige Messtechnik:** Die verwendeten Sensoren und Messmethoden entsprechen den höchsten medizinischen Standards und gewährleisten eine genaue und reproduzierbare Erfassung der Vitalparameter.

Anwendungsbereiche:

- Stationäre Überwachung auf Normalstationen
- Notfall- und Intensivmedizin
- Ambulante Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen
- Postoperative Überwachung und Rehabilitationsphase

Technische Details:

- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für optimale Mobilität
- Display: Hochauflösendes LCD-Farbdisplay mit Touchscreen
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit integriertem Akku für unterbrechungsfreie Nutzung
- Anschlüsse: Schnittstellen für externe Drucker, Datenmanagement-Systeme und weitere medizinische Geräte

Der **Welch Allyn Vital Signs Monitor 6000 Series Fahrbar** unterstützt medizinisches Personal dabei, schnell und präzise lebenswichtige Körperfunktionen zu überwachen, was eine zeitnahe Diagnostik und Therapieentscheidung ermöglicht. Die Kombination aus Mobilität, Bedienkomfort und Messgenauigkeit macht dieses Gerät zu einem unverzichtbaren Instrument in der modernen Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

