



## WELCH ALLYN VITAL SIGNS MONITOR 6000 SERIES - FAHRBAR

**SKU:** FL112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Monitoring und](#)  
[Patientenüberwachung](#), [Überwachungsmonitor](#),  
[Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Welch Allyn Vital Signs Monitor der 6000er-Serie ist ein tragbares Gerät, das zur Überwachung der Vitalzeichen von Patienten in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt wird. Diese Monitore sind besonders nützlich in Notaufnahmen, auf Stationen und in anderen Bereichen, wo eine kontinuierliche Überwachung erforderlich ist.

Hier sind einige Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit der Welch Allyn 6000er-Serie verbunden sind:

1. **Fahrbarkeit:** Die fahrbare Ausführung ermöglicht eine einfache Mobilität innerhalb von Einrichtungen, sodass das Gerät leicht zu verschiedenen Patienten gebracht werden kann.
2. **Vitalzeichenüberwachung:** Der Monitor misst häufige Vitalzeichen wie Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung (SpO2).
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Geräte sind oft mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen ausgestattet, der eine einfache Navigation durch die Menüs und Einstellungen ermöglicht.
4. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten die Möglichkeit zur Datenübertragung an elektronische Patientenakten (EPA), was die Dokumentation und Nachverfolgung von Vitalzeichen erleichtert.
5. **Einstellbare Parameter:** Die Monitore können an die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung oder des Patienten angepasst werden, einschließlich Alarmgrenzen für verschiedene Vitalzeichen.
6. **Zuverlässigkeit:** Welch Allyn ist bekannt für die Qualität und Zuverlässigkeit seiner medizinischen Geräte, was sie zu einer bevorzugten Wahl in vielen Gesundheitseinrichtungen macht.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

