



## WELCH ALLYN VITAL SIGNS MONITOR 6000 SERIES NIBP SPO2 EKG UND TEMP

SKU: FH112024

~~989,00 €~~ **936,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Welch Allyn Vital Signs Monitor der 6000er-Serie ist ein tragbares medizinisches Gerät, das zur Überwachung von Vitalzeichen bei Patienten eingesetzt wird. Diese Monitore sind in verschiedenen klinischen Umgebungen wie Notaufnahmen, Intensivstationen und allgemeinen Stationen weit verbreitet. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Welch Allyn Vital Signs Monitors der 6000er-Serie:

1. **NIBP (Nicht-invasive Blutdruckmessung):** Der Monitor ermöglicht die präzise Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks sowie des mittleren arteriellen Drucks (MAP) durch nicht-invasive Methoden.
2. **SpO2 (Sauerstoffsättigung):** Der Monitor misst die Sauerstoffsättigung im Blut, was wichtig ist, um den respiratorischen Status eines Patienten zu überwachen.
3. **EKG (Elektrokardiogramm):** Einige Modelle in dieser Serie bieten die Möglichkeit, ein EKG aufzuzeichnen, um die elektrische Aktivität des Herzens zu überwachen.
4. **Temperaturmessung:** Der Monitor kann auch die Körpertemperatur messen, was für die Beurteilung des Gesundheitszustands eines Patienten entscheidend ist.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Monitore sind oft mit einem intuitiven Touchscreen ausgestattet, der eine einfache Bedienung ermöglicht.
6. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten Funktionen zur Speicherung und Übertragung von Patientendaten an elektronische Gesundheitsakten (EHR), was die Dokumentation und Nachverfolgung erleichtert.
7. **Tragbarkeit:** Die Geräte sind leicht und tragbar, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

