



## WELCHALLYN 90200 PROXENON 350 KALTLICHTQUELLE // LICHTQUELLE

SKU: Z102019

**WelchAllyn 90200 ProXenon 350 Kaltlichtquelle** bietet eine leistungsstarke und langlebige Beleuchtung für medizinische Untersuchungen mit hoher Farbtreue und geringer Wärmeentwicklung. Diese zuverlässige Lichtquelle gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit bei minimaler Belastung für Patienten und Anwender.



---

Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **WelchAllyn 90200 ProXenon 350 Kaltlichtquelle** ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lichtquelle, die speziell für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik entwickelt wurde. Sie bietet eine optimale Beleuchtung, die eine präzise und klare Sicht auf das Untersuchungsfeld ermöglicht und somit eine exakte Diagnosestellung unterstützt.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Xenon-Lichtquelle:** Die ProXenon 350 nutzt eine 350-Watt-Xenonlampe, die ein intensives, helles und weißes Licht liefert, das der natürlichen Tageslichtbeleuchtung sehr nahekommt.
- **Kaltlichttechnologie:** Durch die Kaltlichttechnik wird die Wärmeentwicklung minimiert, was besonders für patientenschonende Untersuchungen von Vorteil ist und die Handhabung für den Anwender erleichtert.
- **Konstante Lichtqualität:** Die Lichtquelle bietet eine stabile und gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Einsatzdauer, wodurch eine zuverlässige Bildqualität gewährleistet wird.
- **Flexibel einsetzbar:** Kompatibel mit einer Vielzahl von medizinischen Endoskopen, Dermatoskopen und anderen Diagnostikgeräten, ermöglicht die ProXenon 350 vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der HNO-, Dermatologie- und Allgemeinmedizin.
- **Lange Lebensdauer:** Die Xenonlampe ist für eine hohe Laufzeit ausgelegt, was die Wartungsintervalle



verlängert und die Betriebskosten reduziert.

### **Anwendungsmöglichkeiten:**

Die WelchAllyn 90200 ProXenon 350 eignet sich ideal für die Beleuchtung bei endoskopischen Untersuchungen, dermatologischen Diagnosen, chirurgischen Eingriffen und anderen medizinischen Anwendungen, bei denen eine hochwertige und zuverlässige Lichtquelle unerlässlich ist.

### **Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit:**

- Einfache Bedienung mit intuitiven Steuerungselementen.
- Robustes und kompaktes Gehäuse für den mobilen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.
- Integrierte Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor Überhitzung und Lampenausfall.

Zusammenfassend bietet die **WelchAllyn 90200 ProXenon 350 Kaltlichtquelle** eine erstklassige Beleuchtungslösung für medizinische Fachkräfte, die Wert auf höchste Lichtqualität, Zuverlässigkeit und Anwenderkomfort legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

