



WEYER BILI COMPACT - BILICOMPACT PHOTOTHERAPIELAMPE FÜR NEUGEBORENE

SKU: EJ122022 **610,00 € 585,00 €**

zzgl. Versandkosten



Categories: Neonatologie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Weyer Bili Compact Phototherapielampe ist eine kompakte, effiziente und sichere Lösung für die Behandlung von Neugeborenenikterus. Sie nutzt fortschrittliche LED-Technologie, um die Bilirubinwerte im Blut von Neugeborenen schnell und effektiv zu senken. Mit ihrem platzsparenden Design, der einfache Handhabung und den Sicherheitsfunktionen stellt sie eine wertvolle Unterstützung in der Neonatologie dar und ist ideal für den klinischen Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Heimeinrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







