



## [WEYER CERAMOTHERM WY 1100 WY1100](#) [WÄRMESTRAHLER SÄUGLING](#)

**SKU:** EF042025 - EP042025 - E0042025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Neonatologie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Weyer Ceramotherm WY 1100 Wärmestrahler ist ein spezialisiertes Gerät für die Wärmebehandlung von Säuglingen und wird vor allem in Neonatologie-Abteilungen und Intensivstationen eingesetzt. Mit seiner präzisen Temperaturkontrolle, der Energieeffizienz und den Sicherheitsvorkehrungen stellt der Strahler sicher, dass Säuglinge in kritischen Phasen ihrer Entwicklung die notwendige Wärme erhalten, um ihre Körpertemperatur zu stabilisieren und eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

