



[WISAP THERME-PNEU COMPUTER - 7070C - 7070 C INSUFFLATOR](#)

SKU: CD022022

~~1.200,00 €~~ **950,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Wisap Therme-Pneu Computer 7070C ist ein präziser Insufflator, der eine kontrollierte und sichere CO₂-Insufflation während minimalinvasiver Eingriffe gewährleistet. Das Gerät überzeugt durch seine zuverlässige Druck- und Volumenüberwachung sowie eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche für optimale chirurgische Ergebnisse.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Wisap Therme-Pneu Computer 7070C** ist ein hochentwickelter Insufflator, der speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie konzipiert wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine präzise und sichere Insufflation von Kohlendioxid (CO₂) zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines optimalen Arbeitsraums im Bauchraum während laparoskopischer Eingriffe.

Leistungsmerkmale:

- **Präzise Druckkontrolle:** Der Therme-Pneu Computer 7070C ermöglicht eine exakte Einstellung und Überwachung des intraabdominellen Drucks, um Komplikationen durch Über- oder Unterdruck zu vermeiden.
- **Konstante Gasflussrate:** Durch die fein abgestimmte Steuerung wird ein kontinuierlicher und gleichmäßiger Gasfluss gewährleistet, was für eine stabile Operationserfahrung sorgt.
- **Sicherheitsfunktionen:** Das Gerät ist mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet, darunter



automatische Abschaltung bei Überdruck, Alarmsignale bei Fehlfunktionen sowie Filter zum Schutz vor Gasverunreinigungen.

- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Display und übersichtliche Bedienelemente ermöglichen dem medizinischen Personal eine einfache und schnelle Einstellung der Parameter.
- **Mobilität und Anschlussmöglichkeiten:** Der Insufflator ist kompakt gebaut und lässt sich flexibel in verschiedenen OP-Situationen einsetzen. Zudem bietet er standardisierte Anschlüsse für CO₂-Flaschen und OP-Zubehör.

Anwendungsbereiche:

- Laparoskopische Chirurgie (z.B. Cholezystektomie, Appendektomie, Hernienreparatur)
- Thorakoskopische Eingriffe
- Gynäkologische Operationen
- Urologische minimalinvasive Verfahren

Der **Wisap Therme-Pneu Computer 7070C** überzeugt durch seine Zuverlässigkeit, Präzision und Sicherheit und unterstützt Chirurgen dabei, optimale Ergebnisse bei minimalinvasiven Operationen zu erzielen. Durch seine robuste Bauweise und die einfache Handhabung ist er ein unverzichtbares Instrument im modernen OP-Setting.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

