



**WOLF 5520 1CCD ENDOCAM MIT EINEM
KAMERAKOPF 5520.933 UND REMOTE
KONTROL**

SKU: k082013-01

1.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit

* Kamera-Kopf 5520.933

* Remote Kontrol Manual 5520.401

Wolf 1CCD Endoskopie-Kamera mit Prozessor
Single Chip Kamera
300 Watt Xenon Lichtquelle
Programmierbare Benutzer-Einstellungen
digitaler anti-moiré Filter
inkl. Kamera IP 67

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit

* Kamera-Kopf 5520.933

* Remote Kontrol Manual 5520.401

Wolf 1CCD Endoskopie-Kamera mit Prozessor

Single Chip Kamera

300 Watt Xenon Lichtquelle

Programmierbare Benutzer-Einstellungen

digitaler anti-moiré Filter

inkl. Kamera IP 67

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

