



**[RICHARD WOLF 7305.001 7.305.001](#)**  
**[FLEXIBLE CYSTOSCOPE URETHEROSKOP](#)**  
**[FLEXIBEL](#)**

**SKU:** CY052019-NV

**WOLF 7305.001 Flexible Cystoscope Urethroskop Flexibel** ist ein hochwertiges, flexibles Endoskop zur minimalinvasiven Untersuchung und Diagnostik der Harnwege. Das Instrument bietet exzellente Flexibilität und Bildqualität für präzise und schonende Eingriffe in der Urologie.



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **WOLF 7305.001 Flexible Cystoscope Urethroskop** ist ein hochwertiges, flexibles Endoskop, das speziell für die Urologie entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schonende und präzise Untersuchung der Harnröhre und der Harnblase (Zystoskopie) und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug in der diagnostischen und therapeutischen Urologie.

### Produktmerkmale:

- **Flexibles Design:** Das flexible Endoskop passt sich optimal der Anatomie des Patienten an, was die Untersuchung auch bei komplexen anatomischen Verhältnissen erleichtert und das Risiko von Verletzungen minimiert.
- **Hochwertige Optik:** Ausgestattet mit einer exzellenten Optik, bietet das Cystoskop eine klare und kontrastreiche Bildgebung, die eine präzise Diagnostik ermöglicht.
- **Ergonomische Handhabung:** Das Gerät liegt gut in der Hand und erlaubt eine präzise Steuerung, was den Komfort für den Untersucher erhöht und die Untersuchungsdauer reduziert.
- **Vielseitige Anwendung:** Neben der Diagnostik kann das Cystoskop auch für therapeutische Eingriffe, wie beispielsweise die Biopsieentnahme oder Entfernung kleinerer Harnröhren- und Blasentumore, verwendet



werden.

- **Sterilisierbar und langlebig:** Das Instrument ist für die wiederholte Sterilisation geeignet, was eine hygienische Anwendung und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnostische Zystoskopie zur Beurteilung der Blasen- und Harnröhrenmukosa
- Untersuchung und Behandlung von Harnröhrenstrikturen
- Erkennung von Blasentumoren, Entzündungen oder anderen pathologischen Veränderungen
- Entnahme von Gewebeproben (Biopsien) im Urogenitaltrakt

Das **WOLF 7305.001 Flexible Cystoscope Uretheroskop** vereint moderne Technologie mit bewährter Handwerkskunst und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Diagnosen präzise und minimalinvasiv zu stellen. Es ist ein zuverlässiges Instrument, das in jeder urologischen Praxis oder Klinik einen bedeutenden Beitrag zur Patientenversorgung leistet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

