



## [WOLF 8836.01 + 8836.90 PROKTOSKOP TUBUS](#)

**SKU:** Q122014-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das WOLF Proktoskop Tubus Modell 8836.01 + 8836.90 bietet eine hochwertige, präzise gefertigte Optik für die sichere und komfortable Untersuchung des Enddarms. Hergestellt aus robustem, medizinisch unbedenklichem Material, gewährleistet es optimale Sichtverhältnisse und einfache Handhabung bei proktologischen Eingriffen.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **WOLF 8836.01 + 8836.90 Proktoskop Tubus** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die endoskopische Untersuchung des Rektums und unteren Teils des Dickdarms entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und schonende Möglichkeit zur Diagnostik und Behandlung proktologischer Erkrankungen.

### **Material und Verarbeitung:**

Der Tubus besteht aus robustem, biokompatiblen Edelstahl, der eine lange Lebensdauer und optimale Hygieneigenschaften gewährleistet. Die Oberfläche ist präzise poliert, um eine sanfte Einführung in das Analkanal- und Rektumgebiet zu ermöglichen und Irritationen zu minimieren.

### **Design und Funktionalität:**

- **Ergonomische Form:** Der Tubus ist anatomisch gestaltet, um eine komfortable und sichere Anwendung für Patient und Untersucher zu garantieren.
- **Optimale Sichtverhältnisse:** Die transparente Tubusöffnung ermöglicht eine klare Sicht auf das



Untersuchungsfeld und erleichtert die gezielte Diagnostik.

- **Anschlussmöglichkeit:** Kompatibel mit gängigen Lichtquellen und Endoskopsystemen für eine verbesserte Beleuchtung und Bildgebung.
- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Geeignet für Proktoskopien, Biopsien, Polypektomien und andere endoskopische Eingriffe im unteren Darmabschnitt.

#### **Hygiene und Sterilisation:**

Der WOLF Proktoskop Tubus ist leicht zu reinigen und kann durch Standard-Sterilisationsverfahren wie Autoklavieren sicher sterilisiert werden. Dies stellt höchste Hygienestandards sicher und minimiert das Infektionsrisiko.

#### **Indikationen:**

- Untersuchung von Hämorrhoiden, Analfissuren und Analfisteln
- Diagnostik von Tumoren oder entzündlichen Veränderungen im Rektum
- Kontrolluntersuchungen nach chirurgischen Eingriffen

Zusammenfassend bietet das **WOLF 8836.01 + 8836.90 Proktoskop Tubus** eine präzise, komfortable und hygienische Lösung für proktologische Untersuchungen und Eingriffe. Sein hochwertiges Material und durchdachtes Design unterstützen eine effiziente und sichere Anwendung im klinischen Alltag.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

