



WOLF ENDOSKOPIE SET PROZESSOR
KAMERAKOPF , LICHTQUELLE UND CO2
INSUFFLATOR

SKU: A082018

Set bestehend aus ,

2232 Laparo CO2 Pneu Insufflator

5131 Auto LP Lichtquelle

5507 3CCD ENDOCALM PROZESSOR mit
Kamerakopf 5261.27

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Set bestehend aus ,

2232 Laparo CO2 Pneu Insufflator

5131 Auto LP Lichtquelle

5507 3CCD ENDOCALM PROZESSOR mit Kamerakopf 5261.277



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

