



## [XB012024-K GE C358 ULTRASCHALLSONDE ULTRASCHALLKOPF](#)

SKU: N/A

~~499,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE C358 Ultraschallsonde ist ein diagnostisches Gerät, das in der medizinischen Bildgebung verwendet wird, insbesondere in der Ultraschalluntersuchung. Diese Sonde wird häufig für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter die Untersuchung von Bauchorganen, Herz und Gefäßen sowie für gynäkologische und urologische Untersuchungen.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Informationen zu Ultraschallsonden wie der GE C358:

1. **Frequenzbereich:** Die Frequenz der Sonde beeinflusst die Bildqualität und die Eindringtiefe. Höhere Frequenzen bieten eine bessere Auflösung, während niedrigere Frequenzen tiefere Strukturen besser darstellen können.
2. **Anwendung:** Die C358-Sonde kann für verschiedene klinische Anwendungen verwendet werden, einschließlich abdominaler, kardiologischer und gynäkologischer Ultraschalluntersuchungen.
3. **Design:** Moderne Ultraschallköpfe sind oft ergonomisch gestaltet und leicht, um den Komfort des Bedieners und des Patienten zu erhöhen.
4. **Bildqualität:** Die Qualität der Bilder hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Technologie des Ultraschallgeräts und der Sondenkonstruktion.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

