



## [ZEISS KM 470600 MIKROSKOP 1.25](#)

SKU: DD072021

**Zeiss KM 470600 Mikroskop 1.25** ist ein hochwertiges optisches Gerät, das präzise Vergrößerung und scharfe Bildqualität für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen bietet. Es eignet sich ideal für detaillierte mikroskopische Untersuchungen dank seiner robusten Konstruktion und exzellenten optischen Leistung.



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Zeiss KM 470600 Mikroskopobjektiv mit 1,25-facher Vergrößerung** ist ein hochpräzises optisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der medizinischen Mikroskopie entwickelt wurde. Es bietet eine Kombination aus herausragender Bildqualität, hoher Auflösung und zuverlässiger Funktionalität, die es ideal für den klinischen und wissenschaftlichen Gebrauch macht.

### Technische Merkmale:

- **Vergrößerung:** 1,25-fach – optimal für die Betrachtung von Gewebeproben und Zellen in niedriger Vergrößerung.
- **Optische Qualität:** Hochwertige Linsenelemente mit Anti-Reflex-Beschichtung minimieren Lichtverluste und verbessern den Kontrast.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit gängigen Zeiss Mikroskopsystemen, was eine einfache Integration in bestehende Laborausstattungen ermöglicht.
- **Mechanische Präzision:** Stabile und präzise gefertigte Fassung zur sicheren Befestigung und einfachen Handhabung.
- **Robustheit:** Konstruktion aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen



Dauereinsatz im Laboralltag.

**Anwendungsbereiche:**

- Histologische und pathologische Untersuchungen
- Zellbiologie und Mikrobiologie
- Medizinische Diagnostik und Forschung
- Bildgebende Verfahren in der klinischen Laborpraxis

Das Zeiss KM 470600 Objektiv mit 1,25-facher Vergrößerung unterstützt Fachkräfte dabei, Feinheiten und Strukturen in biologischen Proben klar und detailreich darzustellen. Durch seine exzellente optische Leistung trägt es maßgeblich zur präzisen Diagnostik und erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeit bei.

**Zusammenfassung:**

Mit dem Zeiss KM 470600 Mikroskopobjektiv erhalten Sie ein zuverlässiges, leistungsstarkes und langlebiges Instrument, das höchsten medizinischen Anforderungen gerecht wird. Seine präzise Optik und robuste Bauweise machen es zur idealen Wahl für professionelle Anwender in medizinischen und wissenschaftlichen Laboren.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

