



ZEISS OPMI CS-1 OP MIKROSKOP MIT S4 BODENSTATIV

SKU: 0102016 **7.140,00** €

zzgl. Versandkosten

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem Arbeitsabstand 200-400mm, elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Tel / Homezone
Tel / Büro
Fax.

0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Op & Chirurgie Ausstattung,

Ophtalmologie

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem Arbeitsabstand 200-400mm, elektronische X/Y Verstellung,

zum Einsatz im HNO-, MKG und Neurochirurgischen Bereich Elektrisch gesteuert werden:

- Fließende Einstellung der Vergrößerung (Zoom) und Schärfe (Fokus)
- High-End-Optik mit hoher Tiefenschärfe
- Neigung des Mikroskopkopfes



- Einstellung der Lichtstärke (manuell)
- Fließende Bewegungen des Armes und Mikroskopkörpers (manuell)

Technische Angaben:

- Vergrößerungen: von 5x bis 30x
- Vergrößerungen der Okulare: 12,5x
- Brennweite des Objektivs: f = 200-400 mm
- Arzt-Tubus mit einstellbarem Neigungswinkel von 0 bis 90 Grad
- Halogen-Beleuchtung mit einem Lichtleiter
- Lichtleistung: 100 W
- Xenon-Beleuchtung: 3900lm
- Einstellbare Lichtintensität
- Stromversorgung: 115/230 V / 50-60 Hz
- Mikroskopfuss mit die Bremse

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 200 kg



GALLERIE







