



### [ZEISS OPMI OBJEKTIV F350 F=350 MM](#)

SKU: CT082024-K

~~525,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Mikroskope und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ZEISS OPMI Objektiv f350 ist ein Mikroskopobjektiv, das häufig in der Mikrochirurgie und anderen präzisen medizinischen Anwendungen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Objektiv:

1. **Brennweite:** Mit einer Brennweite von 350 mm ermöglicht das Objektiv eine gute Sicht auf tiefere anatomische Strukturen, was besonders in der Neurochirurgie oder Augenheilkunde von Bedeutung ist.
2. **Optische Qualität:** ZEISS ist bekannt für seine hochwertigen optischen Systeme. Das OPMI Objektiv bietet eine hohe Bildqualität mit exzellenter Schärfe und Kontrast, was für präzise chirurgische Eingriffe entscheidend ist.
3. **Vergrößerung:** Je nach Konfiguration des Mikroskops kann das Objektiv verschiedene Vergrößerungen bieten, die es dem Chirurgen ermöglichen, Details klar zu erkennen.
4. **Ergonomisches Design:** Die Konstruktion des Objektivs sorgt dafür, dass es einfach zu handhaben ist und eine komfortable Positionierung während des Eingriffs ermöglicht.
5. **Kompatibilität:** Das OPMI Objektiv f350 ist in der Regel mit verschiedenen ZEISS Mikroskopen kompatibel, die für chirurgische Anwendungen konzipiert sind.
6. **Anwendungen:** Es wird häufig in der Neurochirurgie, Ophthalmologie (Augenchirurgie) und anderen spezialisierten chirurgischen Bereichen verwendet, wo Präzision und Detailgenauigkeit erforderlich sind.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

