



## [ZEISS PRO MAGIS OPMI OP MIKROSKOP AUF S8 STATIV PROMAGIS F200](#)

SKU: AV092024

~~17.000,00 €~~ **16.380,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Mikroskop](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Zeiss PRO magis OPMI OP Mikroskop ist ein hochentwickeltes chirurgisches Mikroskop, das in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung eingesetzt wird. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und ergonomische Handhabung, was es zu einem bevorzugten Werkzeug für Chirurgen und Fachleute in der Mikrochirurgie macht.

Das S8 Stativ ist eine stabile Basis, die eine präzise Positionierung des Mikroskops ermöglicht. Die Kombination aus dem PRO magis Mikroskop und dem S8 Stativ sorgt für Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit während chirurgischer Eingriffe.

Einige der Hauptmerkmale könnten Folgendes umfassen:

- Hochauflösende Optik für klare Bilder
- Ergonomisches Design zur Reduzierung von Ermüdung bei längeren Eingriffen
- Verschiedene Vergrößerungsoptionen
- Beleuchtungssysteme, die eine optimale Sicht auf das Operationsfeld bieten

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

