



## ZIEHM 8000 COMPACT C-BOGEN C ARM RÖNTGENGERÄT MIT MONITOR

SKU: DN112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Ziehm 8000 Compact C-Bogen ist ein hochentwickeltes Röntgengerät, das präzise Bildgebung in der minimalinvasiven Chirurgie ermöglicht. Mit integriertem Monitor überzeugt es durch kompakte Bauweise und hervorragende Bildqualität für effiziente intraoperative Diagnostik.



---

Categories: [C Bogen und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ziehm 8000 Compact C-Bogen** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Bauweise und der hervorragenden Bildqualität bietet dieses System eine optimale Kombination aus Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und präziser Bildgebung.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösender Monitor:** Der integrierte Monitor ermöglicht eine sofortige Darstellung der Röntgenbilder in Echtzeit, was die intraoperative Diagnostik und Therapieentscheidungen erheblich erleichtert.
- **Kompaktes Design:** Durch die kompakte Bauweise ist der Ziehm 8000 Compact besonders wendig und lässt sich problemlos in engen OP-Sälen oder Behandlungsräumen positionieren.
- **Leistungsstarker Generator:** Der Generator gewährleistet eine konstant hohe Bildqualität bei geringer Strahlenbelastung für Patienten und Personal.
- **Flexible C-Arm-Beweglichkeit:** Die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten des C-Arms ermöglichen eine optimale Positionierung um das Untersuchungsobjekt und unterstützen so präzise Bildaufnahmen aus

unterschiedlichen Winkeln.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisches Design erleichtern die Handhabung und minimieren den Zeitaufwand während der Untersuchung.
- **Zuverlässige Bildverarbeitung:** Fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen sorgen für kontrastreiche und detailreiche Aufnahmen, die eine sichere Diagnosestellung ermöglichen.

### **Indikationen und Einsatzgebiete:**

Der Ziehm 8000 Compact C-Bogen eignet sich ideal für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen, darunter:

- Orthopädische Eingriffe und Frakturbehandlungen
- Minimalinvasive Operationen und Schmerztherapien
- Gefäßdiagnostik und interventionelle Radiologie
- Chirurgische Navigation und intraoperative Bildkontrolle

### **Sicherheit und Hygiene:**

Das Gerät ist gemäß den aktuellen medizinischen Sicherheitsstandards konzipiert und lässt sich dank glatter Oberflächen und abnehmbarer Komponenten leicht reinigen und desinfizieren. Zudem unterstützt es den Schutz von Patienten und medizinischem Personal durch optimierte Strahlenreduktion.

Mit dem Ziehm 8000 Compact C-Bogen erhalten Sie ein leistungsfähiges und zuverlässiges Röntgengerät, das höchste Ansprüche an Qualität, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit erfüllt und so zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

