



ZIEHM EXPOSCOP 8000 C BOGEN MOBILES RÖNTGENERÄT 31CM BV

SKU: G022023

Das Ziehm Exposcop 8000 C Bogen ist ein **mobiles Röntgengerät** mit einem 31 cm großen Bildverstärker (BV), das präzise Bildgebung in der Chirurgie und Intervention ermöglicht. Es überzeugt durch hohe Bildqualität und flexible Einsatzmöglichkeiten bei minimalinvasiven Eingriffen.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ziehm Exposcop 8000 C Bogen** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und interventionellen Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem Durchmesser von **31 cm** bietet dieses System exzellente Bildqualität bei hoher Flexibilität und einfacher Handhabung.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Mobiles Design:** Der kompakte und wendige C-Bogen ermöglicht eine einfache Positionierung direkt am Patientenbett oder im OP-Saal, wodurch eine schnelle und präzise Bildgebung gewährleistet wird.
- **31 cm Bildverstärker (BV):** Der große Bildkreis sorgt für hervorragende Übersicht und detaillierte Darstellung anatomischer Strukturen, ideal für komplexe operative Eingriffe.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Modernste Bildverarbeitungstechnologien garantieren klare und kontrastreiche Röntgenbilder zur optimalen Diagnostik und intraoperativen Kontrolle.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisches Design erleichtern die Handhabung durch medizinisches Personal und reduzieren die Untersuchungszeit.
- **Strahlenschutz:** Effiziente Strahlendosisreduzierungsstechnologien minimieren die Belastung für Patienten und Personal bei gleichzeitig hoher Bildqualität.
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für diverse Anwendungen wie Orthopädie, Traumatologie,



Schmerztherapie, Gefäßdiagnostik und Wirbelsäulen Chirurgie.

Anwendungsbereiche:

Das Ziehm Exposcop 8000 C Bogen ist ideal für den Einsatz in:

- Operativen Sälen
- Radiologischen Abteilungen
- Interventionellen Verfahren
- Ambulanten Kliniken
- Notfallmedizin

Mit seinem durchdachten Design und hoher Bildqualität stellt das Ziehm Exposcop 8000 C Bogen eine zuverlässige Lösung für die intraoperative Bildgebung dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen sowie erfolgreiche Behandlungsverläufe sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

