



## ZIEHM VISION R ENDO

SKU: EJ102022

**Ziehm Vision R ENDO** ist ein hochmodernes mobiles C-Bogen-System, das speziell für minimalinvasive endoskopische Eingriffe entwickelt wurde und durch seine kompakte Bauweise sowie hervorragende Bildqualität überzeugt. Mit innovativer Bildgebungstechnologie ermöglicht es präzise Diagnostik und optimale intraoperative Visualisierung bei geringster Strahlenbelastung.



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ziehm Vision R ENDO** ist ein hochmodernes, mobiles C-Bogen-Röntgengerät, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie und Endoskopie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine herausragende Bildqualität bei kompakter Bauweise und ist ideal für anspruchsvolle intraoperative Bildgebung in verschiedenen medizinischen Fachbereichen.

### Leistungsmerkmale und technische Details:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die CMOS-Sensor-Technologie sorgt für exzellente Bildschärfe und Kontrast, was eine präzise Darstellung anatomischer Strukturen ermöglicht.
- **Flexible Positionierung:** Der C-Bogen ist leicht beweglich und ermöglicht eine optimale Ausrichtung auch bei beengten OP-Bedingungen sowie eine 360-Grad-Drehbarkeit.
- **Integrierte Bildverarbeitung:** Echtzeit-Bildverarbeitung mit Funktionen wie Rauschunterdrückung, Kantenverstärkung und dynamischer Kontrastoptimierung unterstützt den Operateur bei der Diagnostik und Therapie.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist kompakt und verfügt über intuitive Bedienelemente, die eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen gewährleisten.



- **Strahlungsoptimierung:** Modernste Technologien minimieren die Strahlenbelastung für Patient und medizinisches Personal, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Besonders geeignet für endoskopische Eingriffe, Schmerztherapie, Gefäßdiagnostik und orthopädische Anwendungen.
- **Netzwerkfähigkeit und Dokumentation:** Direkte Anbindung an PACS-Systeme und einfache Archivierung der Bilddaten ermöglichen eine effiziente Dokumentation und Nachverfolgung.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Ziehm Vision R ENDO ist optimal für den Einsatz in:

- Minimalinvasiven Verfahren
- Endoskopischen Operationen
- Orthopädischen und traumatologischen Eingriffen
- Gefäßdiagnostik
- Interventioneller Radiologie

Mit dem Ziehm Vision R ENDO erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges, präzises und anwenderfreundliches Bildgebungssystem, das höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit erfüllt und die Patientenversorgung auf ein neues Niveau hebt.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

